

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRI

Nielunäytteen ottaminen Osom Strep A Test- pikatestiin

Valmistautuminen näytteenottoon

Syöminen, juominen, kurkkutablettien imeskely sekä desinfioivien suuvesien käyttö ennen näytteenottoa heikentävät tutkimustuloksen luotettavuutta. Jo veden juominen vähentää nielun bakteeriden määrää. Onkin suositeltavaa, että potilas olisi juomatta ainakin tunnin ennen nielunäytteen ottamista.

Tarvittavat välineet

- Käsidesi.
- Suojakäsineet.
- Suu-nenäsuojus.
- Hyvä valaistus (otsalamppu tarvittaessa).
- Puulasta.
- Osom Strep A- testipakkaus (Abakus tilausnumero 278598).
- Näytteenottotikku: Osom Strep A-testipakkaukseen kuuluva viskoosikuituinen vanunäytteenottotikku.
- Sekuntikello.



Näytteen ottaminen

Näytetikulla pyyhitään napakasti painaen potilaan nielurisoja tai niiden puuttuessa nielukaarten välistä aluetta, jotta näytetikkkuun saataisiin mahdollisimman paljon bakteereita. Näytetikulla vältetään koskettamasta kieltä, hampaita ja suun limakalvoa. Näyte tulisi ottaa punoittavalta tai merkivältä alueelta. Jos nielu on hyvin katteinen, näyte tulisi ottaa katealueen reunalta välttäen liian katteen joutumista näytetikkkuun. Myös suuri määrä verta tai sylkeä voi häiritä määrittäviä.



Näytteen säilytys

Pikatesti tehdään yleensä välittömästi ottopaikassa, mutta näyte säilyy muoviputkeen suljettuna analyysikelpoisena tarvittaessa jopa 72 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaapissa.