

Laite	_____
Testi	INR
Hoitoyksikkö tai osasto	_____
Perehdyttävän nimi	_____
Perehdyttäjän nimi	_____

- Perehdyttäjänä toimii vierianalytiikan koordinaattori (laboratorio).
- Hyväksytyn perehdytyksen jälkeen työntekijä saa luvan itsenäiseen työskentelyyn INR-vieritestilaitteella.
- Täytetty perehdytyslomake säilytetään hoitoyksikössä/osastolla ja se suositellaan taltioitavan sähköisesti myös Sympaan.

Perehdytyksen sisältö	Perehdyttäjä kuittaa rastilla (x)
Testin / mittalaitteen käyttötarkoitus	
Ohjeet ja lomakkeet <ul style="list-style-type: none">- Tyksin laboratorion ohjeet ja lomakkeet: www.tyks.fi/ammattilaiselle/vieritestiohjeita- laitevalmistajan ohjeet	
Sisäinen laadunohjaus: kontrolliliuokset ja vertailumittaukset	
Ulkoisen laadunarviointi: Labqualityn kierrosnäytteet	
Näytteenotto ja siihen liittyvät virhetekijät sekä näytteenottovälineet (näytteenoton ohjeistus: hoito-ohjeet.fi , Ryhmä: Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Erikoisala: <u>Laboratorio</u>)	
Näytteen ja kontrollin mittaaminen	
Potilas- ja kontrollitulosten arviointi ja tallentaminen	
Tarvikkeiden tilauskäytännöt, säilytys, käsittely ja hävitys	
Testin / laitteen virhelähteet ja hälytykset	
Toiminta laitteen vikatilanteessa tai epäiltäessä testituloksen oikeellisuutta	
Laitteen huolto (esim. puhdistus, patterin vaihto)	
Perehdyttävä on suorittanut käyttökokeen tavalla 2 (ks. seuraava sivu) ja käyttökoe on hyväksytty.	
Perehdyttävä saanut perehdytyksen (pvm, nimike ja perehdyttävän allekirjoitus)	
Perehdyttäjä myöntää kuittaamiltaan osa-alueilta perehdyttävälle luvan itsenäiseen työskentelyyn (pvm, nimike ja perehdyttäjän allekirjoitus)	
Käyttökoe, tapa 1: vierianalytiikan koordinaattori on hyväksynyt käyttökokeen sähköpostitse (hyväksymispäivämäärä ja hyväksyvän koordinaattorin nimi)	

KÄYTTÖKOE

Suoritetaan osana perehdytystä. Suoritustapoja on kaksi ja perehdyttäjä kertoo, kumpaa tapaa kyseisessä hoitoyksikössä/osastolla käytetään.

Käyttökoe, tapa 1

Käyttökoetta varten perehdytettävä mittaa vieritestilaitteella vähintään kolme potilasnäytettä (ihopisto). Tuloksia verrataan laboratoriossa mitattaviin laskimonäytetuloksiin. Kun tulokset on kirjattu, lomake lähetetään skannattuna sähköpostiosoitteeseen vierianalytiikka@varha.fi, josta vierianalytiikan koordinaattori antaa perehdytykselle hyväksynnän tai vaihtoehtoisesti lisäohjeistusta. Hyväksyntä kirjataan ensimmäisen sivun taulukon viimeiselle riville.

Pvm	Testin eränumero (LOT)	Potilaan nimi-kirjaimet ja syntymävuosi	INR-vieritestin tulos	Laboratorion INR-tulos	Ero-%	Huomioita
1.						
2.						
3.						

Käyttökoe, tapa 2

Pvm	Mitattava näyte	INR-vieritestin tulos	Huomioita
	kontrolli		
	ihopistonäyte 1		
	ihopistonäyte 2		
	ihopistonäyte 3		

LISÄ- JA UUELLEENPEREHDYTYKSEN

Lisä- ja uudelleenperehdytystä annetaan aina tarvittaessa. Uudelleenperehdytys on tarpeen etenkin pitkien poissaolojen jälkeen. Lisäperehdytyksen aihe (esim. LabScalan käyttö) kirjataan taulukkoon, uudelleenperehdytys merkitään rastilla (x).

Lisäperehdytyksen aihe	Uudelleenperehdytys	Ajanjakso	Perehdytettävän allekirjoitus	Perehdyttäjän nimi ja allekirjoitus