

## **Ulosteen ripulivirukset, nukleiinihapon osoitus, F-VirNhO –tutkimuksen näyteastia muuttuu**

Siirrymme käyttämään 12.8.2024 alkaen Ulosteen ripulivirukset, nukleiinihapon osoitus, F-VirNhO (kl. 14157) tutkimuksen näyteastianä Copan eSwab- (490CE.A, Abakuksen tilauskoodi 910050) ja Copan FecalSwab- (470CE, Abakuksen tilauskoodi 910042) nestekuljetusputkea. Nämä nestekuljetusputket (ks. kuva alla) korvaavat ulostepurkin ensisijaisena näyteastianä.



Copan eSwab



Copan FecalSwab

Copan eSwab –putkessa näyte säilyy analysointikelpoisena huoneenlämmössä 5 vrk ja Copan FecalSwab –putkessa 2 vrk huoneenlämmössä. ESwab –tai FecalSwab –putkeen otetusta näytteestä voidaan tarvittaessa tehdä samanaikaisesti myös F-BaktNhO –tutkimus. Tarkemmat tutkimuskohtaiset tiedot voi katsoa Tyks Laboratorioiden tutkimusohjekirjasta.

Tiedustelut: Suolistomikrobilaboratorio, Tyks Kliininen mikrobiologia, p. 02-3131675

Marianne Gunell  
Molekyylimikrobiologi  
Kliininen mikrobiologia  
Tyks Laboratoriot  
puh. 046-922 1871